


# SANDEA

## OHJEET SYDÄNPYSÄHDYKSEN ENSIAPUUN

### 1 Tarkista tajunnantaso

- Puhuttele potilasta kovalla äänellä
- Ravista potilasta varovasti
- Avaa hengitystiet
- Tarkista hengitys




### 2

### Soita 112

Aseta puhelimen kaiutin päälle



### 3 Aloita painelu-puhalluselvytys



### 4 Nouda defibrillaattori

- Jatka elvytystä samalla kun defibrillaattoria noudetaan.




### 5 Käynnistä defibrillaattori

- Seuraa defibrillaattorin ohjeita.




### 6 Kiinnitä elektrodit

- Paljasta potilaan rintakehä ja poista liiat ihokarvat.
- Kiinnitä elektrodit sijoittaen punainen risti keskelle rintakehää nännien linjaan.
- Poista elektrodien suojus.



### 7 Defibrillaattori analysoi

- Älä koske potilaaseen analyysin aikana.



### 8 Defibrillaatio

- Paina vilkkuvaa painiketta pyydetessä.
- Älä koske potilaaseen iskun aikana.



### 9 Seuraa defibrillaattorin ohjeita

30 painallusta

2 puhallusta

defibrillaatio



### 10 Apusi voi pelastaa hengen

- Seuraa ohjeita, kunnes ambulanssi saapuu paikalle.

